



ANTÍGENO E ANTICORPO DO VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA ADQUIRIDA TIPO 1, TIPO 2 E TIPO 1 SUBGRUPO O (HIV)25351.033856/2012-30
LIAISON XL MUREX HIV Ab/Ag
FABRICANTE : DIASORIN SPA - ITÁLIA
200 testes: Integral de reagentes para a detecção do antígeno p24 do HIV: Partículas magnéticas - 1 frasco x 2,5 ml, Calibrador - 1 frasco x 1,8 ml, Conjugado B - 1 frasco x 4,4 ml, Conjugado A - 1 frasco x 13 ml>
200 testes: Integral de reagentes para a detecção dos anticorpos anti-HIV: Partículas Magnéticas - 1 frasco x 2,5 ml, Calibrador - 1 frasco x 1,8 ml, Diluente das amostras - 1 frasco x 11 ml, Diluente do Conjugado - 2 frascos x 21 ml, Conjugado - 1 frasco x 4,4 ml>
CLASSE : IV 10339840388
8002 - Registro de Produtos para Diagnóstico de uso in vitro, Importado
CLOSTRIDIUM DIFFICILE 25351.279811/2013-14
LIAISON® C. difficile GDH CONTROL SET
FABRICANTE : DIASORIN INC - ESTADOS UNIDOS
Controle Negativo - 2 x 6 ml, Controle Positivo - 6 x 2ml>
CLASSE : II 10339840389
8002 - Registro de Produtos para Diagnóstico de uso in vitro, Importado
ENGIMPLAN ENGENHARIA DE IMPLANTE IND E COM LTDA.-EPP 1.02086-1
Âncora e sutura montadas em dispositivo insersor 25351.045790/2012-22
ANCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA ANCORTEC
FABRICANTE : ENGIMPLAN ENGENHARIA DE IMPLANTE IND E COM LTDA.-EPP - BRASIL
103.00117 ANCORTEC Ø1,7mm Poliéster, 103.00120 ANCORTEC Ø2,0mm Poliéster, 103.00217 ANCORTEC Ø1,7mm UHWMPE, 103.00220 ANCORTEC Ø2,0mm UHWMPE, 103.00127 ANCORTEC Ø2,7mm Poliéster, 103.00227 ANCORTEC Ø2,7mm UHWMPE, 103.00135 ANCORTEC Ø3,5mm Poliéster, 103.00235 ANCORTEC Ø3,5mm UHWMPE, 103.00150 ANCORTEC Ø5,0mm Poliéster, 103.00250 ANCORTEC Ø 5,0mm UHWMPE, 103.00517 ANCORTEC COM AGULHA Ø 1,7mm Poliéster, 103.00520 ANCORTEC COM AGULHA Ø2,0mm Poliéster, 103.00617 ANCORTEC COM AGULHA Ø1,7mm UHWMPE, 103.00620 ANCORTEC COM AGULHA Ø2,0mm UHWMPE, 103.00527 ANCORTEC COM AGULHA Ø 2,7mm Poliéster, 103.00627 ANCORTEC COM AGULHA Ø 2,7mm UHWMPE, 103.00535 ANCORTEC COM AGULHA Ø3,5mm Poliéster, 103.00635 ANCORTEC COM AGULHA Ø3,5mm UHWMPE, 103.00550 ANCORTEC COM AGULHA Ø5,0mm Poliéster, 103.00650 ANCORTEC COM AGULHA Ø5,0mm UHWMPE, 103.00327 ANCORTEC COM 02 FIOS Ø2,7mm Poliéster, 103.00427 ANCORTEC COM 02 FIOS Ø2,7mm UHWMPE, 103.00335 ANCORTEC COM 02 FIOS Ø3,5mm Poliéster, 103.00435 ANCORTEC COM 02 FIOS Ø3,5mm UHWMPE, 103.00350 ANCORTEC COM 02 FIOS Ø5,0mm Poliéster, 103.00450 ANCORTEC COM 02 FIOS Ø5,0mm UHWMPE, 103.00727 ANCORTEC COM 02 FIOS E AGULHA Ø2,7mm Poliéster, 103.00827 ANCORTEC COM 02 FIOS E AGULHA Ø2,7mm UHWMPE, 103.00735 ANCORTEC COM 02 FIOS E AGULHA Ø3,5mm Poliéster, 103.00835 ANCORTEC COM 02 FIOS E AGULHA Ø3,5mm UHWMPE, 103.00750 ANCORTEC COM 02 FIOS E AGULHA Ø5,0mm Poliéster, 103.00850 ANCORTEC COM 02 FIOS E AGULHA Ø5,0mm UHWMPE
CLASSE : III 10208610066
80093 - Registro de Família de Material Implantável em Ortopedia NACIONAL
Dispositivo para Fixação Maxilar 25351.682215/2012-25
BARRA DE ERICH ENGIMPLAN
FABRICANTE : ENGIMPLAN ENGENHARIA DE IMPLANTE IND E COM LTDA.-EPP - BRASIL
DISTRIBUIDOR : ENGIMPLAN ENGENHARIA DE IMPLANTE IND E COM LTDA.-EPP - BRASIL
103.09999 - BARRA DE ERICH ENGIMPLAN
CLASSE : III 10208610067
8028 - Registro de Material de Uso Médico NACIONAL
EUROTECH PRODUTOS LABORATORIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME 8.00461-9
TAMPÕES, SOLUÇÕES ELETROLÍTICAS, DILUENTES E DE-MAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL25351.266565/2013-01
DILUENTE DE URINA
FABRICANTE : BIOSYSTEMS S.A. - ESPANHA
COD 5408 - 500 ml>
COD5412 - 125 ml>
CLASSE : I 80046190445
8436 - Cadastro de Produtos para Diagnóstico de uso in vitro, Importado
EXTERA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 8.02718-1
Sistema de fixação rígida de placas especiais para osteossíntese25351.327099/2010-49
Sistema de Fixação Rígida de Placas e Parafusos - APTOS EL-BOW
FABRICANTE : MEDARTIS AG - SUÍÇA
DISTRIBUIDOR : MEDARTIS AG - SUÍÇA
A-5400.27 - Parafuso Cortical, 5pc, HD6, Ø 2,0 X 27 mm; A-5400.27/1 - Parafuso Cortical, 1pc, HD6, Ø 2,0 X 27 mm; A-5400.28 - Parafuso Cortical, 5pc, HD6, Ø 2,0 X 28 mm; A-5400.28/1 - Parafuso Cortical, 1pc, HD6, Ø 2,0 X 28 mm; A-5400.29 - Parafuso Cortical, 5pc, HD6, Ø 2,0 X 29 mm; A-5400.29/1 - Parafuso Cortical, 1pc, HD6, Ø 2,0 X 29 mm; A-5400.30 - Parafuso Cortical, 5pc, HD6, Ø 2,0 X 30 mm; A-5400.30/1 - Parafuso Cortical, 1pc, HD6, Ø 2,0 X 30 mm; A-5450.21 - Parafuso de travamento, 5pc, HD6, Ø 2,0 X 21 mm; A-5450.21/1 - Parafuso de travamento, 1pc, HD6, Ø 2,0 X 21 mm; A-5450.22 - Parafuso de travamento, 5pc, HD6, Ø 2,0 X 22 mm;

A-5450.22/1 - Parafuso de travamento, 1pc, HD6, Ø 2,0 X 22 mm; A-5450.23 - Parafuso de travamento, 5pc, HD6, Ø 2,0 X 23 mm; A-5450.23/1 - Parafuso de travamento, 1pc, HD6, Ø 2,0 X 23 mm; A-5450.24 - Parafuso de travamento, 5pc, HD6, Ø 2,0 X 24 mm; A-5450.24/1 - Parafuso de travamento, 1pc, HD6, Ø 2,0 X 24 mm; A-5450.25 - Parafuso de travamento, 5pc, HD6, Ø 2,0 X 25 mm; A-5450.25/1 - Parafuso de travamento, 1pc, HD6, Ø 2,0 X 25 mm; A-5450.26 - Parafuso de travamento, 5pc, HD6, Ø 2,0 X 26 mm; A-5450.26/1 - Parafuso de travamento, 1pc, HD6, Ø 2,0 X 26 mm; A-5450.27 - Parafuso de travamento, 5pc, HD6, Ø 2,0 X 27 mm; A-5450.27/1 - Parafuso de travamento, 1pc, HD6, Ø 2,0 X 27 mm; A-5450.28 - Parafuso de travamento, 5pc, HD6, Ø 2,0 X 28 mm; A-5450.28/1 - Parafuso de travamento, 1pc, HD6, Ø 2,0 X 28 mm; A-5450.29 - Parafuso de travamento, 5pc, HD6, Ø 2,0 X 29 mm; A-5450.29/1 - Parafuso de travamento, 1pc, HD6, Ø 2,0 X 29 mm; A-5450.30 - Parafuso de travamento, 5pc, HD6, Ø 2,0 X 30 mm; A-5450.30/1 - Parafuso de travamento, 1pc, HD6, Ø 2,0 X 30 mm.
CLASSE : III 80271810068
8542 - Registro de Sistema de Material de Uso Médico IMPORTADO
FIXION COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS, CIRÚRGICOS E ORTOPÉDICOS LTDA 8.04598-9
Instrumental Para Implante Ortopédico 25351.337454/2010-64
KIT DE PREPARO CEMEX
FABRICANTE : TECRES S.P.A - ITÁLIA
KIT - 01 - KIT DE PREPARO CEMEX;PRZ - 01 - PRESSURIZADOR;CUR - 01 - CURETAS;TMP - 08 - ESPONJA FEMURAL;SPZ - 01 - ESCOVA FEMURAL;TPA - 18 - INSERTER DE RESTRITOR;TPA - 19 - INSERTER DE RESTRITOR;TPA - 20 - INSERTER DE RESTRITOR;TPA - 21 - INSERTER DE RESTRITOR;TPA - 22 - INSERTER DE RESTRITOR;TPA - 23 - INSERTER DE RESTRITOR;TPA - 24 - INSERTER DE RESTRITOR;CPSP - 02 - CÚPULA DEMISTURA;CPSP - 02 - ESPATULA.
CLASSE : II 80459890004
80089 - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico IMPORTADO
FLEX LAB COMERCIO DEMATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA. 8.00813-5
Containers em Geral(Caixas, Bandejas, Cubas, etc) 25351.464941/2012-95
Bandeja de esterilização de transdutor CyberWand
FABRICANTE : GYRUS ACMI INC. - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : FLEX LAB COMERCIO DEMATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA. - BRASIL
CW-USLTT.
CLASSE : I 80081359024
8031 - Cadastramento (Isenção) de Material de Uso Médico IMPORTADO
GOEN 3 INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PARA A SAUDE LTDA 8.01047-6
ROUPA PARA BIOESTIMULAÇÃO 25351.415999/2012-44
INVEL® ACTIVE SQUEEZE (REDUZ E MODELA)
FABRICANTE : GOEN 3 INDÚSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PARA A SAUDE LTDA - BRASIL
DISTRIBUIDOR : GOEN 3 INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PARA A SAUDE LTDA - BRASIL
Cores: Preto, bege, branco, azul, marrom, cinza, roxo, laranja, vermelho e amarelo.
Modelos: Regata, Manga Curta e Manga Longa.
Tamanhos: PP; P; M; G; GG; XGG; G-1; G-2.
CLASSE : I 80104760012
80009 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico NACIONAL
HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA 1.03473-2
CONTROLES MULTIPARÂMETROS DE UMA OU MAIS CONCENTRAÇÕES - CLASSE II25351.124613/2013-14
ABX Pentra CO2 Controle
FABRICANTE : HORIBA ABX SAS - FRANÇA
3 x 3 ml>
CLASSE : II 10347320295
8002 - Registro de Produtos para Diagnóstico de uso in vitro, Importado
CALIBRADORES E PADRÕES MULTIPARÂMETRO DE UMA OU MAIS CONCENTRAÇÕES - CLASSE II25351.305900/2013-21
ABX PENTRA SP CAL
FABRICANTE : HORIBA ABX SAS - FRANÇA
5 X 1 ML>
CLASSE : II 10347320296
8002 - Registro de Produtos para Diagnóstico de uso in vitro, Importado
IMPLAMED-IMPLANTES ESPECIALIZADOS COM IMPOR E EXPOR LTDA 1.02475-3
Âncora e sutura montadas em dispositivo insersor 25351.051148/2012-90
DISPOSITIVO PARA REPARO DE MENISCO LINVATEC
FABRICANTE : LINVATEC CORPORATION DBA CONMED LINVATEC - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : LINVATEC CORPORATION DBA CONMED LINVATEC - ESTADOS UNIDOS
MR004S Dispositivo de Reparo de Menisco Linvatec, descartável, estéril, Agulha reta com 4 implantes
MR007S Dispositivo de Reparo de Menisco Linvatec, descartável, estéril, Agulha reta com 7 implantes
MR004C Dispositivo de Reparo de Menisco Linvatec, descartável, estéril, Agulha angulada 15° com 4 implantes
MR007C Dispositivo de Reparo de Menisco Linvatec, descartável, estéril, Agulha angulada 15° com 7 implantes
CLASSE : III 10247530109

80092 - Registro de Família de Material Implantável em Ortopedia IMPORTADO
KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8.07489-1
Luvas Descartáveis 25351.414403/2012-73
LUVA PARA PROCEDIMENTO NITRILICA ISENTA DE PÓ MARCA NUGARD NITRIL QUIMIOTERAPIA
FABRICANTE : Terang Nusa - MALÁSIA
DISTRIBUIDOR : Terang Nusa - MALÁSIA
PP; P; M; G; XG.
CLASSE : II 80748910007
80007 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico IMPORTADO
LABTEST DIAGNOSTICA SA 1.00090-1
TAMPÕES, SOLUÇÕES ELETROLÍTICAS, DILUENTES E DE-MAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL25351.293570/2013-59
SDH 3-5 Diluente
FABRICANTE : LABTEST DIAGNOSTICA SA - BRASIL
1 x 10 L>
1 x 15L>
1 x 2,5 L>
1 x 20 L>
1 x 5 L>
1 x 50 L>
CLASSE : I 10009010274
8434 - Cadastro de Produtos para Diagnóstico de uso in vitro, Nacional
MEDSTAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 8.00473-0
PAPILOMAVÍRUS HUMANO (HPV) 25351.293314/2013-35
Cervista HPV HR
FABRICANTE : HOLOGIC, INC - ESTADOS UNIDOS
Ref. 92-011- HPV Oligo Mix-1- 1x1400ul; HPV Oligo Mix-2- 1x1400ul; HPV Oligo Mix-3- 1x1400ul; Cleavase Enzyme Solution- 1x1100ul; Controle HPV 1- 1x350ul; Controle HPV 2- 1x350ul; Controle HPV 3- 1x350ul; No Target Control- 1x350ul e Manual de Instruções.>
Ref. PDR-01560- HPV Oligo Mix-1- 8x1400ul; HPV Oligo Mix-2- 8x1400ul; HPV Oligo Mix-3- 8x1400ul; Cleavase Enzyme Solution- 8x1100ul; Controle HPV 1- 8x350ul; Controle HPV 2- 8x350ul; Controle HPV 3- 8x350ul; No Target Control- 8x350ul e Manual de Instruções.>
CLASSE : III 80047300474
8002 - Registro de Produtos para Diagnóstico de uso in vitro, Importado
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 1.03391-9
Posicionador cardíaco 25351.368287/2010-55
SISTEMA DE POSICIONAMENTO CARDÍACO STARFISH NS
FABRICANTE : MEDTRONIC INC. - ESTADOS UNIDOS
FABRICANTE : MEDTRONIC PERFUSION SYSTEMS - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : MEDTRONIC PERFUSION SYSTEMS - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : MEDTRONIC INC. - ESTADOS UNIDOS
HP102
CLASSE : IV 10339190432
8026 - Registro de Material de Uso Médico IMPORTADO
META BIO INDUSTRIAL LTDA 8.00347-6
Dispositivo de espaçamento intersomático de substituição discal25351.430275/2011-58
IMPLANTE PARA FUSÃO INTERVERTEBRAL - META BIO
FABRICANTE : META BIO INDUSTRIAL LTDA - BRASIL
DISTRIBUIDOR : META BIO INDUSTRIAL LTDA - BRASIL
8906-008-020 Fusor Intersomático Quadrado 8 x 20mm, 8906-008-025 Fusor Intersomático Quadrado 8 x 25mm, 8906-010-020 Fusor Intersomático Quadrado 10 x 20mm, 8906-010-025 Fusor Intersomático Quadrado 10 x 25mm, 8906-012-020 Fusor Intersomático Quadrado 12 x 20mm, 8906-012-025 Fusor Intersomático Quadrado 12 x 25mm, 8906-014-020 Fusor Intersomático Quadrado 14 x 20mm, 8906-014-025 Fusor Intersomático Quadrado 14 x 25mm.
CLASSE : III 80034760042
8029 - Registro de Famílias de Material de Uso Médico NACIONAL
nitrospray industria e comercio ltda-me 8.07515-1
Termocauterio 25351.216889/2012-50
PONTEIRA PARA CRIO CAUTÉRIO GINECOLÓGICA NITROSPRAY
FABRICANTE : nitrospray industria e comercio ltda-me - BRASIL
-ACESSÓRIOS: PONTAS DE APLICAÇÃO
-Característica das pontas- Modelo:Detalhe da ponta de contato/diâmetro da zona de contato (mm)
A: conica/contato em um ponto;
B: chata/3,0;
C: chata/8,4;
D: chata/3,6;
E: chata/11,9;
F: chata/15,7;
G: chata/18,9
-DIMENSÕES/VOLUMES: Caneta ginecologica- Comprimento:214 mm, Maior diâmetro: 14,6 mmPontas- Modelo: Menor diâmetro /Maior diâmetro /Comprimento A: - x-/8,0 mm /20,0 mm; B: 3,0 mm /8,0 mm /17,7 mm;C: 8,0 mm /8,4 mm /17,4 mm;D: 8,0 mm /15,7 mm /18,3 mm; E: 8,0 mm /11,9 mm /17,4 mm;F: 8,0 mm /15,7 mm /18,0 mm; G: 8,0 mm /18,9 mm /18,4 mm
-PONTEIRA PARA CRIO CAUTÉRIO GINECOLÓGICA NITROSPRAY
CLASSE : II 80751510002
80010 - Cadastro de Sistema de Material de Uso Médico NACIONAL
NJ PLASTICOS IND. COM. DE PRODS. P/ LABORAT. LTDA 1.04157-8