


EASY IMF

Novos parafusos para bloqueio intermaxilar




materialise
innovators you can count on

Inovação sob medida para suas necessidades

O que é ?

O EASY IMF é um dispositivo utilizado para a fixação intermaxilar. Suas principais funções são: redução, alinhamento, estabilização, fixação e ancoragem durante e pós cirurgias de fraturas da mandíbula e maxila e procedimentos ortognáticos.

Características

- Fabricado em liga de titânio-alumínio-vanádio (ASTM F136)
- Não estéril
- Autoperfurante, proporcionando inserção rápida e fácil
- Cabeça hexagonal para melhor retenção do parafuso na chave
- Dois modelos: com platô e sem platô

COM PLATÔ



O platô fica sobre a mucosa gengival, mantendo os fios ou elásticos longe do tecido mole

SEM PLATÔ



A cabeça do parafuso fica assentada diretamente sobre o osso, reduzindo saliência

Registro ANVISA: 10208619006

Código	Descrição	
101.02806	Parafuso Easy IMF Ø2,0 x 06mm sem Platô	
101.02808	Parafuso Easy IMF Ø2,0 x 08mm sem Platô	
101.02810	Parafuso Easy IMF Ø2,0 x 10mm sem Platô	
101.02812	Parafuso Easy IMF Ø2,0 x 12mm sem Platô	
101.02906	Parafuso Easy IMF Ø2,0 x 06mm com Platô	
101.02908	Parafuso Easy IMF Ø2,0 x 08mm com Platô	
101.02910	Parafuso Easy IMF Ø2,0 x 10mm com Platô	
101.02912	Parafuso Easy IMF Ø2,0 x 12mm com Platô	

Instrumental

Código	Descrição	Imagem
104.10301	Chave Sextavada Interna SW 4mm	
104.10306	Ponta CD 2,0mm - Sistema Bucoplan	



(19) 3522-7407 | (19) 9 9656-9963



Visite-nos:

