

SuturePlan





Quem **somos?**

- A Materialise é referência mundial em softwares e manufatura, com portfólio abrangendo uma gama de conhecimento em diversas áreas que vão desde aeroespacial, automotiva, máquinas de manufatura, softwares e dispositivos médicos inovadores. No segmento médico, desenvolvemos implantes e instrumentais de qualidade universal com foco em cirurgias crânio- maxilo-faciais.

Qual o nosso **propósito?**

- Inovar o desenvolvimento de produtos e serviços que resultem em um mundo melhor e mais saudável.


Como imaginamos **nosso futuro?**

- Ser referência em qualidade no mercado de dispositivos médicos, elaborando estratégias e operações para promover princípios universais em direitos humanos, meio ambiente, anticorrupção e trabalho.

Registro : 10208619005

Suture Plan

- Composto por 11 itens



Indicações

O Kit para Discopexia da ATM por Sutura (SuturePlan) é indicado para auxiliar na perfuração, insuflação, visualização, remoção total ou parcial de articulações, ossos e tecidos moles em procedimentos cirúrgicos de artroscopia.

Para uso cirúrgico do kit podemos citar procedimentos na articulação temporomandibular (ATM) Artroscopia de ATM nível II, isto inclui manipulação do disco, seu reposicionamento e fixação com utilização de fios de sutura, bem como a remoção de aderências e artrocenteses.

Código

Descrição

Indicação

204.109300

PORTAL PARA AGULHAS SA.

PERMITE A PASSAGEM DOS INSTRUMENTAIS PARA DENTRO DA ARTICULAÇÃO



204.109312

AGULHA TIPO GANCHO P/ ATM SA

AFASTAR PARTES MOLES E ROMPER ADERÊNCIAS



204.109351

AGULHA PONTA ROMBA P/ ATM

ROMPER A CÁPSULA PARA INSERÇÃO DO PORTAL DENTRO DA ARTICULAÇÃO



204.109310

AGULHA TIPO FACA P/ ATM SA

REALIZAR INCISÕES (CAPSULOTOMIA, MIOTOMIA)



Código

Descrição

Indicação

204.109304

AGULHA PERFURANTE P/
ATM SA

PERFURAR E ROMPER
TECIDOS PARA PASSAGEM
DO PORTAL



204.109353

AGULHA GANCHO
APALPADOR P/ ATM SA

AFASTAR PARTES MOLES
E ROMPER ADERÊNCIAS



204.109326

AGULHA 70 MM P/
DISCOPEXIA SA

GUIAR A PASSAGEM DO
FIO DE SUTURA



204.109330

PINÇA DE SUTURA P/
DISCOPEXIA SA

CAPTURAR FIO DE SUTURA
DE DENTRO DA
ARTICULAÇÃO



Código

Descrição

Indicação

204.109339

PORTAL PARA PINÇA DE SUTURA SA


PERMITE A PASSAGEM DA PINÇA DE SUTURA PARA DENTRO DA ARTICULAÇÃO



204.109342

PUNÇÃO PARA PINÇA DE SUTURA SA


PERFURAR E ROMPER TECIDOS PARA PASSAGEM DO PORTAL PARA PINÇA



204.109355

AGULHA PONTA ROMBA PARA SUTURA SA

ROMPER A CÁPSULA PARA INSERÇÃO DO PORTAL PARA PINÇA DE SUTURA DENTRO DA ARTICULAÇÃO



Apresentação do kit completo SuturePlan




Entre em contato pelo número
a seguir para solicitar um
orçamento:

 (19) 9 9656-9963




materialise
innovators you can count on

(19) 3522-7407 | (19) 9 9656-9963 



Visite-nos:

