

# ATM**FIX** II





## Quem **somos?**

- A Materialise é referência mundial em softwares e manufatura, com portfólio abrangendo uma gama de conhecimento em diversas áreas que vão desde aeroespacial, automotiva, máquinas de manufatura, softwares e dispositivos médicos inovadores. No segmento médico, desenvolvemos implantes e instrumentais de qualidade universal com foco em cirurgias crânio-maxilo-faciais.

## Qual o nosso **propósito?**

- Inovar o desenvolvimento de produtos e serviços que resultem em um mundo melhor e mais saudável.

## Como imaginamos **nosso futuro?**

- Ser referência em qualidade no mercado de dispositivos médicos, elaborando estratégias e operações para promover princípios universais em direitos humanos, meio ambiente, anticorrupção e trabalho.



Registro : 10208619004






# ATMFIX II

- Composto por 17 itens o kit tem como diferencial a flexibilidade de utilização de duas técnicas diferentes para discopexia da ATM.






## Indicações

O Kit para Artroscopia e Discopexia da ATM (ATMFIX II) é um conjunto de dispositivos médicos não implantáveis, não ativos, invasivos cirurgicamente e de uso único, sendo indicados para auxiliar na perfuração, insuflação, visualização, remoção total ou parcial de articulações, ossos e tecidos moles em procedimentos cirúrgicos de Artroscopia.



O ATMFIX II abrange técnicas de artroscopia de nível I (diagnóstico, lise e lavagem da ATM), nível II (operatória: capsulotomia e miotomia) e nível III (reposicionamento de disco articular, podendo utilizar âncora ou fios de sutura).

	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Indicação</b>
	204.109300	PORTAL PARA AGULHAS SA.	PERMITE A PASSAGEM DOS INSTRUMENTAIS PARA DENTRO DA ARTICULAÇÃO
	204.109312	AGULHA TIPO GANCHO P/ ATM SA	AFASTAR PARTES MOLES E ROMPER ADERÊNCIAS
	204.109351	AGULHA PONTA ROMBA P/ ATM	ROMPER A CÁPSULA PARA INSERÇÃO DO PORTAL DENTRO DA ARTICULAÇÃO
	204.109310	AGULHA TIPO FACA P/ ATM SA	REALIZAR INCISÕES (CAPSULOTOMIA, MIOTOMIA)
	204.109304	AGULHA PERFURANTE P/ ATM SA	PERFURAR E ROMPER TECIDOS PARA PASSAGEM DO PORTAL



	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Indicação</b>
	204.109315	GUIA PARA ÂNCORAGEM DE DISCO SA	PERMITE A PASSAGEM DE INSTRUMENTAIS E ÂNCORA DE SUTURA PARA DENTRO DA ARTICULAÇÃO
	204.109319	CÂNULA REDUTORA DIA. 1,5 MM SA	PROTEGER FIO E GUIAR PERFURAÇÃO
	204.109323	GUIA EMPURRADOR DE NÓ SA	LEVAR NÓ DO FIO DE SUTURA ATÉ SUA POSIÇÃO FINAL
	204.109329	PUNÇÃO PARA GUIA P/ ANCORAGEM DE DISCO SA	PERFURAR E ROMPER TECIDOS PARA PASSAGEM DO GUIA PARA ANCORAGEM
	204.109322	PUNÇÃO PARA ÂNCORA DIA. 2,0 MM AS (2 unidades por Kit)	PERFURAÇÃO DO CÔNDILO MANDIBULAR

	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Indicação</b>
	204.109349	PUNÇÃO PONTA ROMBA PARA ANCORAGEM DE DISCO SA	ROMPER A CÁPSULA PARA INSERÇÃO DO GUIA PARA ANCORAGEM DENTRO DA ARTICULAÇÃO
	204.109353	AGULHA GANCHO APALPADOR P/ ATM SA	AFASTAR PARTES MOLES E ROMPER ADERÊNCIAS
	204.109326	AGULHA 70 MM P/ DISCOPEXIA SA	GUIAR A PASSAGEM DO FIO DE SUTURA
	204.109330	PINÇA DE SUTURA P/ DISCOPEXIA SA	CAPTURAR FIO DE SUTURA DE DENTRO DA ARTICULAÇÃO
	204.109339	PORTAL PARA PINÇA DE SUTURA SA	PERMITE A PASSAGEM DA PINÇA DE SUTURA PARA DENTRO DA ARTICULAÇÃO

	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Indicação</b>
	204.109342	PUNÇÃO PARA PINÇA DE SUTURA SA	PERFURAR E ROMPER TECIDOS PARA PASSAGEM DO PORTAL PARA PINÇA
	204.109355	AGULHA PONTA ROMBA PARA SUTURA SA	ROMPER A CÁPSULA PARA INSERÇÃO DO PORTAL PARA PINÇA DE SUTURA DENTRO DA ARTICULAÇÃO

Apresentação do kit completo ATM**FIX** II




Entre em contato pelo número  
a seguir para solicitar um

**orçamento:**

 (19) 9 9656-9963

  
**materialise**  
innovators you can count on

(19) 3522-7407 | (19) 9 9656-9963   
[engimplan.com.br](http://engimplan.com.br)



Visite-nos:

