

ATM**FIX**





Quem **somos?**

- A Materialise é referência mundial em softwares e manufatura, com portfólio abrangendo uma gama de conhecimento em diversas áreas que vão desde aeroespacial, automotiva, máquinas de manufatura, softwares e dispositivos médicos inovadores. No segmento médico, desenvolvemos implantes e instrumentais de qualidade universal com foco em cirurgias crânio-maxilo-faciais.

Qual o nosso **propósito?**

- Inovar o desenvolvimento de produtos e serviços que resultem em um mundo melhor e mais saudável.

Como imaginamos **nosso futuro?**

- Ser referência em qualidade no mercado de dispositivos médicos, elaborando estratégias e operações para promover princípios universais em direitos humanos, meio ambiente, anticorrupção e trabalho.



Registro : 10208610097

ATM**FIX**

- Composto por 17 itens o kit tem como diferencial a flexibilidade de utilização de duas técnicas diferentes para discopexia da ATM.

Indicações

O Kit para Artroscopia e Discopexia da ATM (ATMFIX II) é um conjunto de dispositivos médicos não implantáveis, não ativos, invasivos cirurgicamente e de uso único, sendo indicados para auxiliar na perfuração, insuflação, visualização, remoção total ou parcial de articulações, ossos e tecidos moles em procedimentos cirúrgicos de Artroscopia.

O ATMFIX II abrange técnicas de artroscopia de nível I (diagnóstico, lise e lavagem da ATM), nível II (operatória: capsulotomia e miotomia) e nível III (reposicionamento de disco articular, podendo utilizar âncora ou fios de sutura).

	Código	Descrição	Indicação
	204.107528	PORTAL PARA AGULHAS SA.	PERMITE A PASSAGEM DOS INSTRUMENTAIS PARA DENTRO DA ARTICULAÇÃO
	204.107525	AGULHA TIPO GANCHO P/ ATM SA	AFASTAR PARTES MOLES E ROMPER ADERÊNCIAS
	204.107530	AGULHA CURETA LONGA P/ ATM	
	204.107532	AGULHA PONTA PERFURANTE P/ ATM SA	PERFURAR E ROMPER TECIDOS PARA PASSAGEM DO PORTAL
	204.107528	AGULHA PONTA ROMBA P/ ATM SA	ROMPER A CÁPSULA PARA INSERÇÃO DO PORTAL DENTRO DA ARTICULAÇÃO


Código	Descrição	Indicação
 <p>204.107534</p>	GUIA COM OLHAL	LEVAR NÓ DO FIO DE SUTURA ATÉ SUA POSIÇÃO FINAL
 <p>204.107541</p>	GUIA 2,7	PERMITE A PASSAGEM DE INSTRUMENTAIS E ÂNCORA DE SUTURA PARA DENTRO DA ARTICULAÇÃO
 <p>204.107537</p>	PUNÇÃO AGULHA PERFURANTE	PERFURAR E ROMPER TECIDOS PARA PASSAGEM DO GUIA PARA ANCORAGEM
 <p>204.107544</p>	GUIA 1,5	PERMITE A PASSAGEM DE INSTRUMENTAIS E ÂNCORA DE SUTURA PARA DENTRO DA ARTICULAÇÃO
 <p>204.107540</p>	PUNÇÃO AGULHA RETA	PERFURAÇÃO DO CÔNDILO MANDIBULAR

Entre em contato pelo número
a seguir para solicitar um

orçamento:

 (19) 9 9656-9963


materialise
innovators you can count on

(19) 3522-74071 | (19) 9 9656-9963 



Visite-nos:

